

# Rezepturausdruck

Base Gel (G001) CPNP 151 8717

Тур	Deklaration	Cas-Nr.	FDA
INCI	DI-HEMA TRIMETHYLHEXYL DICARBAMATE	72869-86-4	A1
INCI	BENZOYL ISOPROPANOL	7473-98-5	E
INCI	HYDROXYPROPYL METHACRYLATE	27813-02-1	E
INCI	ETHYL METHACRYLATE	97-63-2	G
INCI	PGDMA	1371570-15-8	Н
INCI	ВНТ	128-37-0	Н
INCI	P-HYDROXYANISOLE	150-76-5	Н
INCI	CI 60725	81-48-0	G

FDA: A1 = 75–100 %; A2 = 50-75 %; B = 25-50%, C = 10-25%; D = 5-10%; E = 1-5%; F = 0,1-1%; G = 0-0,1%, H = Spuren

# Produktbeschreibung:

Dünnviskoses, klares Haftgel, das für die perfekt Verbindung zwischen dem Naturnagel und Modellagegelen sorgt.

#### **Anwendungshinweis:**

Base Gel als erste Schicht auf den vorbereiteten Nagel auftragen.

Härtungszeit: UV/LED 60-90 Sek

Dispersionsschicht nicht entfernen, Modellage mit einem Aufbau-Gel weiter durchführen.

## BASE GEL (G001)

### Kennzeichnungselemente:





Achtung

H317 – Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H411 – Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH204 – Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

P302 + P352 - BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

P332 – Bei Hautausschlag: Arzt anrufen.

P280 – Schutzhandschuhe aus Butylkautschuk gemäß EN 374 und Augenschutz gemäß EN 166 tragen.

P273 – Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P501 – Inhalt/Behälter einem anerkannten Entsorgungsunternehmen zuführen.

#### **UN 3082**