



Rezepturausdruck

Fiberglas Gel Camouflage Cold Pink

CPNP 312 8897

Typ	Deklaration	CAS-Nr.	FDA
INCI	DI-HEMA TRIMETHYLHEXYL DICARBAMATE	72869-86-4	A2
INCI	URETHANE ACRYLATES	n.b.	B
INCI	HYDROXYPROPYL METHACRYLATE	868-77-9	D
INCI	SILICA DIMETHYL SILYLATE	68611-44-9	E
INCI	TRIPROPYLENE GLYCOL DIACRYLATE	42978-66-5	E
INCI	METHYL BENZOYLFORMATE	15206-55-0	F
INCI	GLASS	65997-17-3	F
INCI	P-HYDROXYANISOLE	150-76-5	H
INCI	BHT	128-37-0	H
INCI	PGDMA	26570-48-9	H
INCI	CI 77891	13463-67-7	G
INCI	CI 45410	18472-87-2	G
INCI	CI 60725	81-48-1	G

FDA: A1 = 75–100 %; A2 = 50-75 %; B = 25-50%; C = 10-25%; D = 5-10%; E = 1-5%; F = 0,1-1%; G = 0-0,1%, H = Spuren

Produktbeschreibung:

Mittelviskoses Gel, farblich abgetönt zum Erstellen einer French-Modellage oder zum Abdecken feiner Schädigungen im natürlichen Nagel.

Anwendungshinweis:

Gel in einer gleichmässigen Schicht – je nach Abtönwunsch – auf den natürlichen Nagel auftragen. Bei einer French Modellage den vorderen Nagelrand in der gewünschten Länge aussparen – und in einem UV-/LED-Lichthärtungsgerät 60 – 90 sek. Aushärten. Anschließend die gewünschte Modellage z.B. French weiter durchführen, ohne die Dispersionsschicht vorher zu entfernen.

Fiberglas Gel Camouflage Cold Pink

Kennzeichnungselemente:



Achtung

H317 – Kann allergische Hautreaktionen verursachen

H319 – Verursacht schwere Augenreizungen

H411 – Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

EUH204 – Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

P280 – Schutzhandschuhe aus Butylkautschuk gemäß EN 374 und Augenschutz gemäß EN 166 tragen

P302 + P352 – BEI KONTAKT MIT DER HUT: Mit viel Wasser und Seife waschen

P333 + P313 – Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen

P305 + P352 + P338 – BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P337 + P313 – Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P362 + P364 – Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

P273 – Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P501 – Inhalt/Behälter einem anerkannten Entsorgungsunternehmen zuführen.

PAO - Bei korrekter Lagerung geöffnet haltbar 12 Monate (Dosensymbol).

Ungeöffnet in der Originalverpackung und bei richtiger Lagerung (kühl, trocken, geschützt vor Sonneneinstrahlung zwischen 10 und 25°C) über mehrere Jahre haltbar.

UN-Nummer 3082